

項目コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値	提出条件・備考	検査目的および異常値を示す主な疾患名
0549	髄液一般 1C990-0000-041-920	髄液2.0	2	冷蔵	1~2	① 62 尿糞				ウイルス性髄膜炎 化膿性髄膜炎 結核性髄膜炎 脳腫瘍
-01	外観(色調)							無色透明		
-02	比重 1C020-0000-041-903						屈折計法	1.005~1.007		
-03	PH 1C025-0000-041-901						試験紙法	7.2~7.6		
-04	アセトン体(ケトン体)定性 3E040-0000-041-901						試験紙法	(-)		
-05	ノンネアペルト反応 1C045-0000-041-920						ノンネアペルト反応	(-)		
-06	バンディ反応 1C040-0000-041-920						バンディ反応	(-)		
-07	トリプトファン反応 1C050-0000-041-920						里見変法	(-)		
-08	細胞数 1C030-0000-041-920		Samson 鏡検法	個/μL 15/3以下						
0572	蛋白定量 1C010-0000-041-271	髄液0.3				11 生I	ピロガロール法	mg/dL 10~45	各種髄膜炎 脳炎、クモ膜下出血、 脳出血	
1435	糖定量 1C015-0000-041-272					11 生I	HK-UV法	mg/dL 50~75	各種髄膜炎 糖尿病	
0558	クロール(Cl) 3H020-0000-041-261					11 生I	電極法	mmol/L	各種髄膜炎 髄腔内腫瘍 急性腎不全	

② 2 滅菌スピッツ	0561	胸水一般	穿刺液5.0	2	冷蔵	1~2	180 (採取)			うつ血性心不全 ネフローゼ症候群 肝硬変 悪性腫瘍 結核 炎症性疾患
	0576	腹水一般					180 (採取)			
	-01 -02 -03	外観(色調、混濁、フィブリン)								
	-04	比重 1Z020-0000-043-903					屈折計法			
	-05	リバルタ反応 1Z035-0000-043-920					リバルタ反応	陽性(滲出液) 陰性(漏出液)		
	-06	細胞数 1Z025-0000-043-920					鏡検法	個/μL		
	-07	ルンベルグ反応 1Z050-0000-043-920						陽性(滲出液) 陰性(漏出液)		
	0577	蛋白定量 1Z010-0000-040-271					11 生I	Biuret法	g/dL	
	0578	糖定量 1Z015-0000-040-272					11 生I	HK-UV法	mg/dL	
	0196	クロール(Cl) 3H020-0000-040-261					11 生I	電極法	mmol/L	

① 髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、バンディ、ワイヒプロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。



項目コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準 値	提出条件 ・備考	検査目的および異常値 を示す主な疾患名	
関節液検査	0562 関節液一般					100 (採取)				関節リウマチ 痛風 偽痛風 脊椎炎	
	-01 外観							色 調 淡黄色			
	-02 (色調、混濁、フィブリン)							混 濁 (-)~(±)			
	-03							フィブリン (-)~(±)			
	-04 比重	1Z510-0000-044-903	関節液5.0				屈折計法				
	-05 粘液含量(滴下)							(++)~(+++)			
	-06 粘液含量(ムチン塊)			2	冷蔵	1~2			(+++)		
	0577 蛋白定量	1Z010-0000-040-271	関節液1.0				11 生I	Biuret法	g/dL		
	0578 糖定量	1Z015-0000-040-272					11 生I	HK-UV法	mg/dL		
	0196 クロール (Cl)	3H020-0000-040-261	関節液0.3				11 生I	電極法	mmol/L		
0550 細胞分類	1Z030-0000-040-920	穿刺液1.0	2	冷蔵	2~4		ライトギムザ法				
5290 痛風と仮性痛風(痛風と偽痛風)	1Z505-0000-044-920	関節液1.0	2	冷蔵	2~3		偏光顕微鏡法		尿酸塩結晶 ピロリン酸カルシウム結晶		
精液検査	0571 精液一般	1Z992-0000-060-920							「予約検査」 祝日、祭日は 受託不可。 必ず出検時は 弊社までご連絡 ください。 避妊器具での 提出不可。  潤滑剤等の 汚染を避け、 すみやかに 提出して下さい。 室温保存	乏精子症 無精子症	
	-01 精子数	1Z615-0000-060-920	精液3.0	2	室温	2~3	① 70 尿糞	5000以上			万/mL
	-02 精子奇形率	1Z620-0000-060-920						25以下			%
	-08 精子運動率	1Z625-0000-060-920						1時間 80%以上 2時間 60%以上 6時間 25~40% 8時間 15~25%			
	-09 PH	1Z610-0000-060-901						7.2~7.8			

①精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査の全ての費用が含まれる。

2 滅菌スピッツ

