# 病 理 組 織 検 査

## ■実施項目一覧表

項 目 コード	検査項目	提出材料	検体量	保存 (安定性)	所要 日数	実施料(点)	判断料(点)	提出条件 ・備考
0851 0852 0854	病理組織標本作製 (一般病理)	ホルマリン固定組織				1 臓器につき 860 (3臓器を限度)	150 <b>①</b> 病理判断料	
0853	標本判定	染色済標本	染色済標本2枚					
0879	ブロック作製	ホルマリン固定組織	1×1×1mm以上 10×10×5mm以下		4~6			
0881	未染標本作製	パラフィンブロック (ホルマリン固定組織)		室温				
0880	HE染色標本作製	   未染標本スライド	未染標本スライド					
0877	組織特殊染色	(ホルマリン固定組織)	2枚					
0876	免疫染色 (免疫抗体法)	ホルマリン固定組織 (パラフィンブロック (未染標本スライドも) 可			6~8	1 臓器につき 400 <mark>2</mark> € (3臓器を限度)	150 <b>⊕</b> 病理判断料	*29

- ❶行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。病理診断料を算定した場合には、算定しない。
- ②免疫染色を行った場合に、方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定する。
- ●確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、1,200点を所定点数に加算する。 「確定診断の為に4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者」とは、原発不明癌、原発性脳腫瘍、悪性リンパ腫、悪性中皮腫、肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)、消化管間質腫瘍(GIST)、慢性腎炎、内分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の血管炎、水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)、悪性黒色腫、筋ジストロフィー又は筋炎が疑われる患者を指す。

これらの疾患が疑われる患者であっても3種類以下の抗体で免疫染色を行った場合は、当該加算は算定できない。

- ●採取容器につきましては当所にて専用容器を準備しています。
- ●判定を実施する上でHE染色以外に各種染色が必要となった場合は、追加オーダーさせて頂くことがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ●ブロック作製をご依頼される際、摘出臓器のままご提出される場合は、その切出し図と包埋の方向について専用依頼書に必ずご記載下さい。
- ●未染標本スライドで染色標本作製をご依頼される場合は、1染色2枚をご提出下さい。
- ●免疫抗体法の染色結果につきましてその鑑別判定を必要とされる場合は、病理組織検査(項目コード0851)を同時にご依頼下さい。



項 目 コード	検査項目	提出材料	採取容器	保存 (安定性)	所要日数	実施料(点)	検査方法	提出条件・備考
1227	エストロゲンレセプター 7B020-7725-070-666					7201		
1226	プロゲステロンレセプター 7 B020-7726-070-666	パラフィンブロック	11		9~11	6901	会忘坛仕法	
5976	HER-2タンパク 7 B020-8757-070-666	未染色標本	41	室温		690	免疫抗体法	
4873	EGFRタンパク 7 B020-8756-070-666				11~14	690		*29

# ■各種染色一覧

染 色 法	目的
ヘマトキシリン・エオジン(HE)染色	一般染色
エラスチカ・ワンギーソン染色	弾性線維
アザン染色	膠原線維・筋線維
マッソン・トリクローム染色	膠原線維・筋線維
過ヨウ素酸メセナミン(PAM)染色	腎糸球体
銀染色(鍍銀法)	細網線維
PAS染色	多糖類・上皮性粘液
アルシアン青染色	酸性粘液多糖類
ベルリン青染色	鉄染色
コンゴ赤染色	アミロイド
グロコット染色	真菌
チール・ネルゼンの抗酸菌染色	抗酸菌染色
グリメリウス法(好銀性染色)	膵ラ氏島A細胞・内分泌組織
フォンタナ・マッソン染色	メラニン
ギムザ染色	ヘリコバクターピロリ菌

- ●エストロジェンレセプター及びプロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、180点を主たる病理組織標本作製の所定点 数に加算する。
- 〈注〉病理組織標本作製において、次に掲げるものは、各区分ごとに 1 臓器として算定する。 ア 気管支及び肺臓 イ 食道 ウ 胃及び十二指腸 エ 小腸 オ 盲腸 カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸 キ S状結腸 ク 直腸 ケ 子宮体部及び子宮頸部



# 免疫染色検査

\*抗体の入手が不可の場合もありますので、ご依頼の節はあらかじめご連絡下さい。

#### 1 免疫染色

TM関連 · · · · · · · · CEA、AFP、CA19-9、CA125、NSE、HMB45など

組織マーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・上皮細胞膜抗原、ケラチン、ビメンチン、ミオグロビン、デスミン、S100蛋白、第VIII因子関連抗原、リゾチーム、

α1アンチキモトリプシン、SMA

免疫グロブリン及び補体・・・・・IgG、IgA、IgM、  $\kappa$ 鎖、 $\lambda$ 鎖、C1q、C  $_3$ 、C  $_4$ 、フィブリノーゲン

リンパ球関連・・・・・・白血球共通抗原、Tリンパ球、Bリンパ球、UCHL1、MT1、L26、MB-1

ホルモン・・・・・・・インスリン、グルカゴン、ソマトスタチン、膵特異ポリペプチド、血管作用性腸管ポリペプチド (VIP)、

セロトニン、内分泌顆粒成分 (EGC)、ヒト胎盤性ラクトーゲン (HPL)、カルシトニン、PTH、TSH、

成長ホルモン、黄体形成ホルモン、卵胞刺激ホルモン、ACTH、プロラクチン、抗利尿ホルモン

病原体・・・・・・・・パピローマウィルス、HBs抗原、HBc抗原

#### 2 依頼上の留意事項

#### (1)検査材料の提出法

病理組織検査のご提出の際にはホルマリン固定組織、パラフィンブロックまたは未染標本スライドでお願いします。

#### ■10%ホルマリン固定組織

- 1) 摘出した組織から必要な部分を切り出し、自家融解、乾燥を防ぐため、直ちに10%ホルマリン入り容器に入れて固定して下さい。 (10%ホルマリン入り容器は当所にて準備してございます。)
- 2) 固定液は、10%ホルマリン液を使用し、組織の10倍を目安とし十分量を使用して下さい。
- 3) 胃生検等の微小組織片をご提出の場合はろ紙等に貼り付け10%ホルマリン液に入れて下さい。 なお、複数個ご提出の際にはろ紙にナンバー等を鉛筆で記入するか、または採取部位(各ナンバー)ごとに10%ホルマリンの入った容器に入れて下さい。
- 4) 一容器に一臓器 (一種類の臓器) を入れて提出して下さい。
  - 注1)組織を10%ホルマリン液に入れた日時を必ず依頼伝票(「採取月日」欄)に記入して下さい。
  - 注2)次の組織を提出される際には、下記の点に注意して下さい。

組 織	注 意 点
消化管・胆嚢	薄い板に粘膜面を上にして、虫ピンでとめ、10%ホルマリン液に入れます。充分固定が行われたのち(約1日)上記方法にて提出して下さい。
肺	切り出した面の気管支断端から10%ホルマリン液を注入し、できるだけ肺胞をふくらませ空気を追い出したのちに組織を10%ホルマリン液に浸して下さい。充分固定が行われたのち(約1日)上記方法にて提出して下さい。
子宮・乳房・腎	子宮や大きい臓器などでは、固定が不十分となることが多いので、あらかじめ割面を入れてから固定して下さい。
胃・腸などの パンチバイオプシー (ろ紙につける場合)	生検材料の水分をよく取り除き、ろ紙の上に10秒程度乗せたのちに、そのまま10%ホルマリン液に浸けて下さい。(組織を乾燥させないよう充分注意して下さい。)

#### ■パラフィンブロック

既に作製ずみのパラフィンブロックが破損しないようガーゼなどで包みビニール袋等に入れて提出して下さい。

#### ■未染標本スライド

未染標本スライドにより各種染色をご依頼される場合は、スライドガラスにナンバー等をご記入の上、切片が傷つかない様にして 提出して下さい。

#### (2) 依頼書及び容器ラベルの記入方法

病理組織検査のご提出の際は専用の「病理組織検査依頼書」及び容器を使用して下さい。 なお、依頼書及び容器ラベルには下記事項を必ず記入して下さい。

#### ■依頼書

- 1)患者名、性別、年齢、生年月日
- 2) 切除(採取) 日、切除臟器名、切除数
- 3) 臨床診断名、臨床経過、治療、臨床検査諸事項
- 4) 前回実施の登録標本No.、残余材料とブロック、スライドの返却有無、至急報告の要・不要
- 5)婦人科疾患(膣スメア、女性乳腺疾患など)の場合は月経、妊娠の状態等を記入して下さい。
- 6) 肺などの大きな組織を提出される場合は切り出し部位の指示をお願いします。

## ■容器ラベル

1)病院名、患者名、性別、年齢

#### 3 検査結果の報告

#### (1) 病理組織検査報告

「病理組織検査報告書」にて報告致します。なお、判定に用いたHE染色標本も同封致します。 また、判定を実施する上で、HE染色以外に特殊染色が必要となった場合には、追加依頼させて戴くことがありますので、ご了承下さい。

#### (2) 免疫染色検査および各種染色検査報告

検査結果は、ご依頼の染色済標本の返送をもって行います。

同時に陽性コントロール標本等をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

# 細胞診検査

## 実施項目一覧表

項 目 コード	検査項目	提出材料	検体量	保存 (安定性)	所要日数	染色法	実施料(点)	判断料(点)
		喀痰	塗抹標本 (湿固定)2枚			パパニコロウ		
0883	一般 細胞診 7A010-0000-099-433	擦過物 洗浄液 針穿刺吸引 液状検体(胸水、腹水、 尿、髄液、胆汁等) 捺印標本(リンパ節等) 圧挫標本 その他	塗抹標本 3枚 (湿固2枚 乾燥固定1枚)			パパニコロウ とPASまた はギムザ	1部位につき 190	150 <b>①</b> (病理判断料)
0882	細胞診 (婦人科) 7A020-0000-094-433	膣内容 子宮膣部 子宮頸部 子宮内膜	塗抹標本 (湿固定) 1枚 70 液状容器	室温	<b>3∼5 3∼5</b>	パパニコロウ	1 部位につき 150	150 <b>①</b> (病理判断料)
0893	細胞診 (肺癌集細胞法) 7A030-8920-061-433	喀痰 (3日蓄痰)	容器ごと提出 32 サコマノ液入り略終容器			パパニコロウ	190	150 <b>①</b> (病理判断料)
0894	細胞診 (肺癌3日連続法) 7A010-1303-061-433	喀痰 (3日連続)	3 容器提出 39 肺癌3日連続	*29		パパニコロウ	190×3	150 <b>①</b> (病理判断料)

- ●行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。病理診断料を算定した場合には、算定しない。 ※指導医の判定が必要な場合(原則的にclassⅢ a 以上)は通常所要日数より遅れることがあります。
- 注1 婦人科材料等によるものについて、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を所定点数に加算する。
  - 2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、 液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。











# 細胞検査 判定

## 検査結果(クラス判定及びABC判定)

### クラス判定

5段階分類	3段階分類	判定内容
クラス I		正常
クラスⅡ	陰 性	良性異型
クラス II R	[Negative]	良性異型であるが 再検を希望
クラスⅢ a	8200 M.	
クラスⅢ	疑陽性 【Suspicious】	境界病変
クラスⅢ b	Buspicious	
クラスⅣ	陽性	悪性を強く疑う
クラスV	[Positive]	悪性

## ABC判定

判定	細胞所見	指導区分
Α	喀痰中に組織球を認めない	材料不適、再検希望
В	正常上皮細胞のみ 基底細胞増生 異型軽度扁平上皮細胞 絨毛円柱上皮増生	現在異常を認めない 次回定期検査
С	異型中度扁平上皮、又は核の増大や 濃染を伴う円柱上皮	程度に応じて6ヵ月 以内の再検査と追跡
D	異型高度扁平上皮、又は悪性腫瘍の 疑いあり	ただちに精密検査
Ε	悪性腫瘍細胞を認める	

# 従来のクラス分類(日母分類)とベセスダシステム2001準拠表記の対応表

# 細胞診結果 扁平上皮系

	ベセスダシステム 結 果	ベセスダシステム <b>略語</b>	推定される 病変	従来の クラス分類	英語表記	運用
標本の	適正	適正		判定可能		
適否	不適正	See below		判定不能		再検査
	1) 陰性	NILM	非腫瘍性所見、 炎症、微生物	Ι, Π	Negative for intraepithelial lesion or malignancy	異常なし:定期検査
	2) 意義不明な異型 扁平上皮細胞	ASC-US	軽度扁平上皮 内病変疑い	II – III a	Atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US)	要精密検査: ①HPV検査による判定が望ましい 陰性: 1年後に細胞診、HPV併用検査 陽性: コルポ、生検 ②HPV検査非施行 6ヵ月以内細胞診検査
細胞診 判定	3) HSILを除外でき ない異型扁平上 皮細胞	ASC-H	高度扁平上皮 内病変疑い	III a −b	Atypical squamous cells cannot exclude HSIL (ASC-H)	
	4) 軽度扁平上皮内 病変	LSIL	HPV感染 軽度異形成	III a	Low grade squamous intraepithelial lesion	- 要精密検査:コルポ、牛検
	5) 高度扁平上皮内 病変	HSIL	中等度異形成 高度異形成 上皮内癌	III a III b IV	High grade squamous intraepithelial lesion	女相山秋旦・コル小、工快
	6)扁平上皮癌	SCC	扁平上皮癌	V	squamous cell carcinoma	

# 細胞診結果 腺細胞系

	ベセスダシステム 結 果	ベセスダシステム <b>略語</b>	推定される 病変	従来の クラス分類	英語表記	取扱い
	7) 異型腺細胞	AGC	腺異型または 腺癌疑い	Ш	Atypical glandular cells	
	8)特定不能な異型 腺細胞	AGC-NOS	特定不能な異型 腺細胞	III a	Atypical glandular cells not otherwise specified	要精密検査:
細胞診 判定	9)腫瘍性を示唆す る異型腺細胞	AGC-favor neoplastic	腫瘍性を示唆す る異型腺細胞	ШЬ	Atypical glandular cells favor neoplastic	コルポ、生検、頸管及び 内膜細胞診または組織診
	10)上皮内腺癌	AIS	上皮内腺癌	IV	Adenocarcinoma in situ	
	11) 腺癌	Adenocarcinoma	腺癌	V	Adenocarcinoma	
	12) その他の 悪性腫瘍	other malig.	その他の 悪性腫瘍	V	Other malignant neoplasms	要精密検査:病変検索

## 細胞診標本作製法

細胞診を行う上で最も大切なことは、良好な標本作製です。そのためには、新鮮な材料をできるだけ早く塗抹・固定しなければなりません。もし材料が長時間放置されたり、目的に合った塗抹・固定が素早く行われなければ、細胞は変性・膨化し、正確な判定が妨げられてしまいます。

### 検体採取から固定までの許容時間

材 料	室 温	冷蔵庫
喀痰	12時間	24時間
体腔液 (胸水·腹水等)	2時間	12時間
十二指腸液、膵液、胆汁、髄液	採取後ただちに	
擦過物、穿刺吸引物	採取後ただちに	
尿	10~30分	2 時間

#### 提出時の注意事項

- ◎体腔液(胸水・腹水等)は採取時に抗凝固剤(ヘパリン・クエン酸ナトリウム等)を 1 滴加えてください。
- ◎液状検体(体腔液・尿・髄液・胆汁・洗浄液等)は、採取後直ちに遠心(1,500~2,000rpm約5分間)し、塗抹後、乾燥させることなく直ちに95% エタノール液に30分間固定又はサイトスプレー等で固定してください。
- ◎湿潤固定標本(塗抹後1~2秒以内に固定)は婦人科は1枚、婦人科以外は2枚作製してください。液状検体及びリンパ節やその他タッチスメヤの場合は、湿潤固定標本以外に乾燥固定標本(塗抹後急速冷風乾燥)ギムザ染色用を1枚作製し、提出してください。
- ◎95%エタノール固定の場合は、液から取り出し輸送する前にサイトスプレー等をたっぷり噴きかけてください。ポリエチレングリコールの皮膜が 保護します。
- ◎原則としては塗抹済み標本を提出してください。
- ◎依頼書には、性別、年齢、採取部位(材料名)、臨床所見(婦人科の場合は最終月経も)を明記してください。



提出材料	標本作製法と固定法
喀痰	2枚のスライドガラスの間に「小豆」大の喀痰をはさみ、前後左右に押しつぶすようにして満遍なくのばしてください。(すり合わせ法) 癌細胞は血痰部や不透明白濁部、ゼリー状粘液部に多く含まれるので、その部分を塗抹してください。 塗抹後、直ちに湿固定を行ってください。
各種擦過物	擦過物は非常に乾燥しやすいので、塗抹と同時に湿固定を行ってください。
各種洗浄液	1,500rpm5分間遠心後、沈渣物を塗抹してください。(すり合わせ法、引きガラス法)
各種針穿刺吸引 (乳腺、肝、胆嚢、膵、 甲状腺、肺、リンパ節等)	スライドガラスに静かに吹きだす。検体が微量の時はもう1枚のスライドガラスを合わせてからはがす。やや多目に得られた時や多量の場合は、引きガラス法(Wedge法)で塗抹してください。
液状検体	各種洗浄液と同様に1,500rpm 5 分間遠心後、沈渣物を 引きガラス法にて標本を作製してください。(引きガラス法) 血性の検体の場合:バフィーコート部分を塗抹してください。
捺印標本	組織の割面はメスやカミソリを用いて、新しい面で捺印してください。
圧挫標本 (脳組織、各種組織)	組織の小塊を2枚のスライドガラスの間にはさみ、親指で上から押し組織が伸展したら横にうかす様にして2枚のスリガラスをはなし、さらに厚い方を湿固定、薄い方を乾燥固定してください。 (圧挫法)
婦人科	塗抹後直ちに湿固定してください。
喀痰集細胞法 蓄痰法(3日分)	蓄痰容器を提出してください。 (1日1回早朝痰を容器に喀出し、痰を入れたらフタをして、15~20回強く振って下さい。この操作を3日連続。 痰が多すぎるときは25目盛をこえないように注意してください。また、痰の出にくいときは容器等に熱湯を入れて、その容器の上で 蒸気を吸いながら大きく深呼吸を5~6回すると痰は出やすくなります。
3日連続法	3容器提出してください。 (1日1回早朝痰を容器に喀出し、痰を入れたらフタをして3日連続別々の容器に入れてください。また、痰の出にくいときは容器等) (に熱湯を入れて、その容器の上で蒸気を吸いながら大きく深呼吸を5~6回すると痰は出やすくなります。

喀痰集細胞法、喀痰3日連続法をご依頼の際は当所の専用の容器を使用してください。

### 病理診断料

- 1. 組織診断料
- 450点
- 2. 細胞診断料
- 200点
- 注1 1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号 N000 に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは区分 番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本 に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
  - 2 2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号 N003 - 2に掲げる迅速細胞診若しくは区分番号 N 004に掲げる細胞診の 2 により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作 製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回限り算定する。
  - 3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は、別に算定できない。
  - 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤 の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 病理診断管理加算1

- 口 病理診断管理加算2
- (1) 組織診断を行った場合 120点
- (2) 細胞診断を行った場合
  - 60点
- (1) 組織診断を行った場合 320点
- (2) 細胞診断を行った場合 160点
- 5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から区分 番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場 合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。