

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび下記検査項目につきまして2021年1月より同一メーカーが販売する改良試薬に変更
させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。
なお、本変更に伴う検査方法、容器、基準値、所要日数などの変更はございません。
誠に勝手ではございますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

- 変更実施日 2021年1月4日（月）受付分より
- 対象項目

案内書 掲載頁	項目コード	項目名称
10	4605	淋菌核酸検出(淋菌同定DNA) (ぬぐい液)
	4933	淋菌核酸検出(淋菌同定DNA) (尿)
	4957	淋菌核酸検出(淋菌同定DNA) (うがい液)
	5142	クラミジアトラコマチス核酸検出(クラミジアトラコマチス同定DNA) (ぬぐい液)
	4934	クラミジアトラコマチス核酸検出(クラミジアトラコマチス同定DNA) (尿)
	4956	クラミジアトラコマチス核酸検出(クラミジアトラコマチス同定DNA) (うがい液)
	4805	淋菌・クラミジアトラコマチス同時核酸検出 (ぬぐい液)
	4932	淋菌・クラミジアトラコマチス同時核酸検出 (尿)
	4958	淋菌・クラミジアトラコマチス同時核酸検出 (うがい液)

<新旧二法の相関については裏面をご覧ください>

<新旧二法の相関>

【淋菌(ぬぐい液・尿)】

		旧法		計
		陽性	検出せず	
新法	陽性	196	4	200
	検出せず	2	150	152
計		198	154	352

陽性一致率：99.0%(196/198)

陰性一致率：97.4%(150/154)

全体一致率：98.3%(346/352)

*不一致例について、新法陽性の4例はすべて検歴が陽性で、検出せずの2例は検出感度付近であることが確認できました。

【淋菌(うがい液)】

		旧法		計
		陽性	検出せず	
新法	陽性	13	0	13
	検出せず	1	17	18
計		14	17	31

陽性一致率：92.9%(13/14)

陰性一致率：100%(17/17)

判定一致率：96.8%(30/31)

【クラミジアトラコマチス(ぬぐい液・尿)】

		旧法		計
		陽性	検出せず	
新法	陽性	196	7	203
	検出せず	0	152	152
計		196	159	355

陽性一致率：100%(196/196)

陰性一致率：95.6%(152/159)

全体一致率：98.0%(348/355)

*不一致例はすべて検歴が陽性であり感度の向上が確認できました。

【クラミジアトラコマチス(うがい液)】

		旧法		計
		陽性	検出せず	
新法	陽性	15	0	15
	検出せず	0	12	12
計		15	12	27

陽性一致率：100%(15/15)

陰性一致率：100%(12/12)

判定一致率：100%(27/27)