

先生各位

No. 21-12  
2021年2月

## 新規受託項目と中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
このたび下記の検査項目につきまして新規受託と中止のご案内をさせていただきます。

謹白

### 記

- 新規受託開始日 2021年3月22日（月）受付分より
- 新規受託項目

項目コード	検査項目 JLAC10	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値
3514	アルドステロン 4D115-0000-022-052	血漿 0.5	13	(分離後) 凍結 (21日)	3~5	125点 (生Ⅱ)	CLEIA	4.0~82.1 (pg/mL)
	アルドステロン 4D115-0000-023-052	血清 0.5	1					
3515	アルドステロン 4D115-0000-004-052	蓄尿 1.5	2	凍結 (21日)	6~8			1.0~19.3 (μg/day)
3516	レニン活性(PRA) 4Z010-0000-022-023	血漿 0.7	13	(分離後) 凍結 (14日)	4~6	100点 (生Ⅱ)	EIA	臥位 0.2~2.3 座位 0.2~3.9 立位 0.2~4.1 (ng/mL/hr)
3517	レニン濃度(ARC) 4Z020-0000-022-052	血漿 0.5	13	(分離後) 凍結 (21日)	3~5	108点 (生Ⅱ)	CLEIA	2.21~39.50 (pg/mL)
3518	アルドステロン/レニン活性比 4D120-0000-022-919	血漿 1.2	13	(分離後) 凍結 (14日)	4~6	125+100 (生Ⅱ)	アルドステロン: CLEIA レニン活性:EIA	裏面参照
3519	アルドステロン/レニン濃度比 4D122-0000-022-919	血漿 1.0	13	(分離後) 凍結 (21日)	3~5	125+108 (生Ⅱ)	CLEIA	裏面参照

- 留意事項
  - [アルドステロン・レニン] ・採血時間は午前が推奨されています。  
・採血は座位で15分間安静後をお勧めいたします。
  - [レニン] ・冷蔵保存した場合、レニン濃度の上昇が認められます。

なお、上記の新規項目受託開始に伴い下記の項目を受託中止とさせていただきます。

- 受託中止日 2021年3月29日（月）受付分より
- 受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード	検査項目	代替項目
94	2151	アルドステロン(血漿, 血清)	上記、新規受託項目をご利用ください。
94	2152	アルドステロン(尿)	
102	4999	アルドステロン/レニン活性比	
102	2191	レニン活性(PRA)	
102	5136	レニン定量(ARC)	

裏面に続く

アルドステロン/レニン活性比（基準値）

アルドステロン [CLEIA]	4.0～82.1 (pg/mL)
レニン活性(PRA) [EIA]	臥位 0.2～2.3 座位 0.2～3.9 立位 0.2～4.1 (ng/mL/hr)
アルドステロン/レニン活性比	200以下

アルドステロン/レニン濃度比（基準値）

アルドステロン [CLEIA]	4.0～82.1 (pg/mL)
レニン濃度(ARC) [CLEIA]	2.21～39.50 (pg/mL)
アルドステロン/レニン濃度比	40以下