

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび下記検査項目につきまして検査内容変更のご案内をさせていただきます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日 2021年3月31日（水）受付分より

● 検査内容変更


案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	現	備考
17	4575	ループスアンチコアグラント	基準値	1.2以下	1.3未満	※1
65	5527	抗セントロメア抗体	検査方法	CLEIA	ELISA	測定試薬販売中止に伴う試薬の変更、検査方法、基準値の変更
			基準値(単位)	血清 10.0未満 (U/mL)	血清 10.0未満 (単位なし) 判定基準：検査案内参照	
51	5055	ベプリジル	採血時刻	(削除)	投与後3時間(Peak値)	TDMガイドラインに基づく変更

※1 日本血栓止血学会の推奨法であるNormalized Ratioを使用し、同学会の推奨基準値と同等の基準値を採用している測定試薬へ変更

裏面に続く

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	現	備考
31	1324	腓ホスホリパーゼA2 (腓PLA2)	保存	冷蔵	凍結	保存温度の見直し
98	1494	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ	保存	冷蔵	凍結	
35	1113	脂肪酸分画(24成分)	保存	冷蔵	凍結	
35	3341	脂肪酸分画(4成分)	保存	冷蔵	凍結	
90	4838	副甲状腺ホルモン (Whole PTH)	保存	冷蔵	凍結	
92	5115	尿カテコールアミン	保存	冷蔵	凍結	
92	2174	尿カテコールアミン3分画	保存	冷蔵	凍結	
93	2179	HVA(血漿)	保存	冷蔵	凍結	
93	5118	HVA(髄液)	保存	冷蔵	凍結	
93	2180	HVA(酸性蓄尿)	保存	冷蔵	凍結	
93	5447	VMA(血漿)	保存	冷蔵	凍結	
93	0521	VMA(酸性蓄尿)	保存	冷蔵	凍結	
93	1259	5-HIAA(血漿)	保存	冷蔵	凍結	
93	2188	5-HIAA(酸性蓄尿)	保存	冷蔵	凍結	
100	2316	ガストリン	保存	冷蔵	凍結	
102	3305	C-AMP(血漿)	保存	冷蔵	凍結	
102	5166	C-AMP(蓄尿)	保存	冷蔵	凍結	
43	5013	5-S-CD	保存	冷蔵	凍結	
89	5463	TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)	保存	冷蔵	凍結	
61, 101	0156	心筋トロポニンT	保存	冷蔵	凍結	
35	4877	MDA-LDL	所要日数	4~15	4~8	所要日数の変更
42	0457	CA54/61	所要日数	4~8	4~7	
27	3445	抗IA-2抗体	所要日数	4~10	4~7	
65	4598	抗LKM-1抗体	所要日数	3~9	3~6	

<ループスアンチコアグラント 現法と新法の比較>



<抗セントロメア抗体 現法と新法の比較>

		現法	
		陰性	陽性
新法	陰性	58	2
	陽性	0	91