

先生各位

No. 23-39
2023年11月

血液培養ボトル変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび血液培養装置の更新に伴い、血液培養ボトルが変更となりますのでご案内させていただきます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
謹白

記

● 変更実施日 2023年12月より順次

● 検査内容変更

容器No.	新	現行
28	 <p>好気用ボトル 接種量：8~10mL</p> <p>嫌気用ボトル 接種量：8~10mL</p> <p>小児用ボトル 接種量：1~3mL</p>	

<特徴>

- ・レズンが抗菌薬を吸着除去することにより、血液中に残存している抗菌薬が菌の培養を阻害することを防止します。
- ・強化プラスチック製のボトルが採用されています。

<使用上の注意>

- ・接種前後のボトルは直射日光を避けて室温で保管してください。
- ・接種量の過不足により偽陰性および偽陽性となることがあります。
- ・ボトルバーコードの上には何も貼らないでください。

※2024年3月末日までは現行の血液培養ボトルもご使用いただけます。

● 変更理由 血液培養装置更新のため