

先生各位

No. 25-27
2025年5月

TARC検査の採血容器に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび、委託先より、下記検査項目の採血容器につきまして「トロンビン入りの採血管は測定値に影響を与えるおそれがあるため使用しないでください」との連絡がございました。トロンビン入りの採血管（高速凝固採血管など）のご使用はさせていただきますようお願い申し上げます。

謹白

記

● 対象項目

案内書 掲載頁	項目 コード	検査項目
3	4869	TARC