

初診時・経過観察セット

セット1 (9601)	セット2 (9602)	セット3 (9603)	セット4 (9604)	セット5 (9605)	セット6 (9606)
SP5 BS1 E2	SP5 BS1 E2	SP5 BS1 E2	SP5 E2	SP5 E2	SP5 E2 尿10
全身スクリーニング	代謝系スクリーニング	循環器系スクリーニング	消化器系スクリーニング	血液系スクリーニング	腎・泌尿器系スクリーニング
T-Bil ALP AST ALT LD ChE γ-GT Amy TP T-Ch 18項目	TG HDL-Ch BUN Cre Na・Cl K UA グルコース 14項目	AST ALT LD CK TP アルブミン T-Ch TG HDL-Ch Na・Cl 12項目	T-Bil BUN ALP Cre Na・Cl K LD ChE γ-GT Amy TP T-Ch 14項目	T-Bil Fe AST ALT LD TP γ-GT T-Ch BUN Cre UA 11項目	AST ALT LD TP T-Ch BUN Cre UA Na・Cl K 10項目
CRP定量 血液一般 血液像	CRP定性 血液一般	CRP定量 血液一般 血液像	CRP定量 血液一般 血液像	CRP定量 血液一般 血液像	CRP定量 ASO 血液一般 血液像 尿沈渣(染色)
16 21 15	16 21	16 21 15	16 21 15	16 21 15	16 15 21 15 36
実施点数 判/生I・免・血 合計点数	161 413 574	146 413 559	161 413 574	161 413 574	212 447 659

セット7 (9607)	セット8 (9608)	セット9 (9609)
SP5 E2	E2	E2
感染症スクリーニング	血液セット	血液セット
AST ALT LD TP アルブミン 10項目 CRP定量 血液一般 血液像	BUN Cre Na・Cl K Fe 109 16 21 15	血液一般 血液像 21 15
実施点数 判/生I・免・血 合計点数	161 413 574	36 125 161

依頼方法

- ① 初診時セット単独での依頼
- ② 初診時セット一つプラス疾患別セット一つ
- ③ 初診時セット一つプラス疾患別セット複数
- ④ 疾患別セット単独の依頼

容器・採取量について

- [例] SP5 1 プレイン容器に5mL採血
BS1 17 血糖用容器に1mL採血
E2 5 血球用容器に2mL採血
プロト容器1.8..... 23 3.2%クエン酸Na入り容器に1.8mL採血
レニン容器5..... 13 EDTA-2Na入り容器に5mL採血
尿5..... 2 滅菌スピッツに尿5mL採取

疾患別検査セット

セット11 (9611)	セット12 (9612)
SP4 BS1 尿5	BS1 尿5
糖尿病 2	糖尿病性腎症
ケトン体分画 HbA1c 尿糖定量 実施点数 判/生I・血・尿 合計点数	59 49 9 117 303 420
HbA1c 尿中マイクロアルブミン 尿沈渣(染色) 実施点数 判/血・尿 合計点数	49 102 36 187 159 346

糖尿病の関連検査

・インスリン	106
・C-ペプチド(血液・尿で同時実施した場合は血液の点数のみ算定)	111
・ケトン体分画	59
・尿中マイクロアルブミン(3月に1回)	102
・尿マイクロトランスフェリン(3月に1回)	104
・抗GAD抗体(すでに糖尿病の診断が確定している患者)	134
・耐糖能精密	900

セット13(9613)	セット14(9614)	セット15(9615)
SP4	SP4	SP4
高脂血症 1	高脂血症 2	虚血性心疾患 1
アポリポ蛋白 (A1,B,E) 94	RPL-Ch 184	ミオグロビン 139 心室筋ミオシン軽鎖I 184
実施点数 94	実施点数 184	実施点数 323
判/生 I 144	判/生 I 144	判/生 I 144
合計点数 238	合計点数 328	合計点数 467

セット18 (9618)	セット19 (9619)	セット20 (9620)
尿 5	レニン容器 5	SP4
腎実質性高血圧症	腎血管性高血圧症	甲状腺疾患 1
尿中マイクロアルブミン 102 尿中 NAG 41 尿沈渣 (染色) 36	レニン活性 100 血中アルドステロン 125	TSH 104 F-T3 127 F-T4 127 サイロイドテスト 37 マイクロゾームテスト 37
実施点数 179	実施点数 225	実施点数 432
判/尿 34	判/生 II 144	判/生 II・免 288
合計点数 213	合計点数 369	合計点数 720

セット21 (9621)	セット22 (9622)	セット23 (9623)
SP4	SP4	SP4
甲状腺疾患 2	甲状腺疾患 3	骨粗鬆症
TSH 104 T3 102 F-T4 127 サイロイドテスト 37 マイクロゾームテスト 37	TSH 104 T3 102 T4 111 TSHレセプター抗体 226	ALPアイソ 48 PTHインタクト 170 カルシトニン 137
実施点数 407	実施点数 543	実施点数 355
判/生 II・免 288	判/生 II・免 288	判/生 I・生 II 288
合計点数 695	合計点数 831	合計点数 643

セット24 (9624)	セット25 (9625)	セット26 (9626)	セット27 (9627)
SP4	SP4 プロト容器1.8	SP4 プロト容器1.8	SP4
慢性肝炎 1	慢性肝炎 2	肝硬変	ウイルス性肝炎鑑別
胆汁酸 47 ヒアルロン酸 184 IV型コラーゲン7S 148	ヒアルロン酸 184 PT 18	胆汁酸 47 総分岐鎖/チロシンモル比 288 PT 18	IgM-HA抗体 146 HBs抗原定性 29 HCV抗体 108
実施点数 379	実施点数 202	実施点数 353	実施点数 283
判/生 I 144	判/生 I・血 269	判/生 I・生 II・血 413	判/免 144
合計点数 523	合計点数 471	合計点数 766	合計点数 427

セット28 (9628)	セット29 (9629)	セット30 (9630)	セット31 (9631)
SP4	SP4	SP4・E1	SP4
脾臓疾患 1	脾臓疾患 2	貧血鑑別 1	貧血鑑別 2
PLA2 204 トリブシン 189 リパーゼ 24	アミラーゼアイソ 48 リパーゼ 24	フェリチン 108 トランスフェリン 60 ハプトグロビン 136 直接クームス試験 34	Fe 11 TIBC(比色法) 11 フェリチン 111
実施点数 417	実施点数 72	実施点数 338	実施点数 133
判/生 I 144	判/生 I 144	判/生 I・免 288	判/生 I 144
合計点数 561	合計点数 216	合計点数 626	合計点数 277

高脂血症の関連検査

・高脂血症セットは3月に1回算定	
・LP(a)	107
・コレステロール分画 (リポ蛋白分画と同時算定は不可)	57
・L-CAT	70

虚血性心疾患の関連検査

・CK-MB	90
・心筋トロポニンT	115
・ホルター心電図	1750

高血圧症の関連検査

・高血圧セットは3月に1回算定	
・高血圧セットは鑑別診断的意味合がある るので画一的検査について注意	
・カテコールアミン分画	170
・T3	102
・T4	111

甲状腺の関連検査

・抗TPO抗体	146
(マイクロゾームテストと同時算定不可)	
・TSAAb	340
(TSHレプター抗体と同時算定不可)	
・サイログロブリン	133
・CEA	102
・TBG	130

骨粗鬆症セット使用について

・骨粗鬆症セットは初診時のみ使用	
・骨塩定量	140
(4月に1回算定)	

骨粗鬆症の薬剤選択・経過観察

・NTx	156
・BAP	161

肝疾患の関連検査

・グリココール酸	80
・ALPアイソザイム	48
・LDアイソザイム	48
・ASTアイソザイム(m-AST)	49
・HCV核酸定量(リアルタイム)PCR	437

脾疾患の関連検査

・P型アミラーゼ	48
・エラスターゼI	129

貧血の関連検査

・網状赤血球	12
・ビタミンB12	144
・葉酸	154
・エリスロポエチン	209
・免疫電気泳動(血液)	170
・骨髓像	812
・末梢血特殊染色	加算27
・骨髓特殊染色	加算40

セット32 (9632)		セット33 (9633)	
プロト容器1.8×2本		プロト容器1.8	
凝固・線溶系 1		凝固・線溶系 2	
PT	18	PT	18
APTT	29	APTT	29
AT-Ⅲ	70	フィブリノゲン	23
FDP	80	AT-Ⅲ	70
PICテスト	158	FDP	80
実施点数	355	実施点数	220
判/血	125	判/血	125
合計点数	480	合計点数	345

凝固・線溶系の関連検査			
(血小板機能)		(凝固系検査)	(線溶系検査)
・血小板第4因子	178	・APTT	29
・β-TG	177	・PT	18
		・Fib	23
		・AT-Ⅲ	70
		・プロテインC活性	241
		・TAT	181
		・SFMC	93
		・FDP	80
		・Dダイマー	133
		・PICテスト	158
		・抗血小板抗体	262

PTのみ延長の異常因子

・凝固第2因子	223
・凝固第5因子	223
・凝固第7因子	223
・凝固第10因子	223
・凝固第13因子	223

APTTのみ延長の異常因子

・凝固第8因子	223
・凝固第9因子	223
・凝固第11因子	223
・凝固第12因子	223

セット34 (9634)		セット35 (9635)		セット36 (9636)	
SP4 尿5		尿5		尿5	
腎疾患 1		腎疾患 2		泌尿器感染症	
ASO	15	尿中マイクロアルブミン	102	尿沈渣(染色)	36
β2-MG	104	尿中NAG	41	尿培養同定	170
尿中マイクロアルブミン	102	尿沈渣(染色)	36		
尿沈渣(染色)	36				
実施点数	257	実施点数	179	実施点数	206
判/免・尿	178	判/尿	34	判/尿・微	184
合計点数	435	合計点数	213	合計点数	390

腎疾患の関連検査	
・α1マイクログロブリン	136
・シスタチンC	118
・CH50	38
・C3	70
・C4	70

セット37 (9637)		セット38 (9638)		セット39 (9639)		セット40 (9640)	
SP4		喀痰		SP4		SP4	
呼吸器感染症 1		呼吸器感染症 2		膠原病 1		膠原病 2	
マイコプラズマ抗体	32	喀痰塗抹	61	抗核抗体	105	抗DNA抗体定量	168
寒冷凝集反応	11	喀痰培養同定	160	リウマトイド因子	30	抗RNP抗体	320
				CH50	38	抗Sm抗体	38
						CH50	38
実施点数	43	実施点数	221	実施点数	173	実施点数	526
判/免	144	判/微	150	判/免	144	判/免	144
合計点数	187	合計点数	371	合計点数	317	合計点数	670

呼吸器感染症の関連検査	
・各種ウイルス抗体	79
・各種グロブリン別ウイルス抗体	212
・オーム病クラミジア	79
・喀痰培養同定	160
・喀痰抗酸菌培養	204
・結核菌群核酸検出	410
・MAC核酸検出	421

他の感染症検査			
・エンドトキシン検査	243	・アデノウイルス抗原	60
・β-Dグルカン	207	・ロタウイルス抗原	65
・カンジダ抗原	134	(アデノとロタ抗原の同時算定不可)	
・淋菌核酸検出	204	・梅毒RPR法	15
・クラミジアトラコマチス核酸検出	198	・TPHA定性	32
・大腸菌抗原同定	175	・クロストリジウム・ディフィシル抗原	80
・O157LPS抗原	165		
・大腸菌ベロトキシン	194		

膠原病の関連検査	
・抗ds-DNA-IgG抗体	168
・抗SS-A抗体	163
・抗SS-B抗体	161
・抗Scl-70抗体	161
・抗Jo-1抗体	140
・IgG型リウマチ因子	203
・抗カルジオリピンGPⅠ抗体	223
・抗好中球細胞質抗体	267
・C1q結合免疫複合体	157
・C3	70
・C4	70
・トロンボモジュリン	204

尿・糞便等検査判断料	34
血液学的検査判断料	125
生化学的検査(Ⅰ)判断料	144
生化学的検査(Ⅱ)判断料	144
免疫学的検査判断料	144
微生物学的検査判断料	150