

項目コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値	提出条件・備考	検査目的および異常値を示す主な疾患名
リコール (髄液検査)	0549 髄液一般 1 C990-0000-041-920	髄液2.0	2	冷蔵	1~2	① 62 尿糞				ウイルス性髄膜炎 化膿性髄膜炎 結核性髄膜炎 脳腫瘍
	-01 外観（色調）							無色透明		
	-02 比重 1 C020-0000-041-903						屈折計法	1.005~1.007		
	-03 PH 1 C025-0000-041-901						試験紙法	7.2~7.6		
	-04 アセトン体（ケトン体）定性 3 E040-0000-041-901						試験紙法	（-）		
	-05 ノンネアペルト反応 1 C045-0000-041-920						ノンネアペルト反応	（-）		
	-06 パンディ反応 1 C040-0000-041-920						パンディ反応	（-）		
	-07 トリプトファン反応 1 C050-0000-041-920						里見変法	（-）		
	-08 細胞数 1 C030-0000-041-920						Samson 鏡検法	個/μL 15/3以下		
	0572 蛋白定量 1 C010-0000-041-271	髄液0.3				11 生I	ビロガロールレッド法	mg/dL 10~45		各種髄膜炎 脳炎、クモ膜下出血、脳出血
	1435 糖定量 1 C015-0000-041-272					11 生I	HK-UV法	mg/dL 50~75		各種髄膜炎 糖尿病
	0558 クロール（Cl） 3 H020-0000-041-261					11 生I	電極法	mmol/L		各種髄膜炎 髄腔内腫瘍 急性腎不全

穿刺液 (胸水・腹水・その他穿刺液) 0561・0576・0563 検査	0561	胸水一般	穿刺液5.0	2	冷蔵	1~2	180 ^② (採取)				うつ血性心不全 ネフローゼ症候群 肝硬変 悪性腫瘍 結核 炎症性疾患	
	0576	腹水一般					180 ^② (採取)					
	—01 —02 —03	外観(色調、混濁、フィブリン)										
	—04	比重 1 Z020-0000-043-903						屈折計法				
	—05	リバルタ反応 1 Z035-0000-043-920						リバルタ反応		陽性(滲出液) 陰性(漏出液)		
	—06	細胞数 1 Z025-0000-043-920						鏡検法	個/μL			
	—07	ルンベルグ反応 1 Z050-0000-043-920								陽性(滲出液) 陰性(漏出液)		
	0577	蛋白定量 1 Z010-0000-040-271						11 生I	Biuret法	g/dL		
	0578	糖定量 1 Z015-0000-040-272						11 生I	HK-UV法	mg/dL		
	0196	クロール(Cl) 3 H020-0000-040-261					穿刺液0.3					11 生I

① 髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。

② 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。

・ 胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査（肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査）の費用が含まれる。

なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により、血液化学検査を行った場合は、区分番号「D004」穿刺液・採取液検査の「15」その他により、細胞診検査を行った場合は、区分番号「N004」細胞診により算定する。



項目コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値	提出条件・備考	検査目的および異常値を示す主な疾患名
関節液検査	0562 関節液一般	関節液5.0	2	冷蔵	1~2	100 ^① (採取)			関節リウマチ 痛風 偽痛風 脊椎炎	
	-01 外観 -02 (色調、混濁、フィブリン) -03							色 調 淡黄色 混 濁 (-)~(±) フィブリン (-)~(±)		
	-04 比重 1Z510-0000-044-903						屈折計法			
	-05 粘液含量 (滴下)							(++)~(+++)		
	-06 粘液含量 (ムチン塊)							(+++)		
	0577 蛋白定量 1Z010-0000-040-271	関節液1.0	2	冷蔵	2~4	11 生 I	Biuret法	g/dL		
	0578 糖定量 1Z015-0000-040-272					11 生 I	HK-UV法	mg/dL		
	0196 クロール (Cl) 3H020-0000-040-261	関節液0.3				11 生 I	電極法	mmol/L		
	0550 細胞分類 1Z030-0000-040-920	穿刺液1.0					ライトギムザ法			
	5290 痛風と仮性痛風(痛風と偽痛風) 1Z505-0000-044-920	関節液1.0					偏光顕微鏡法			尿酸塩結晶 ピロリン酸カルシウム結晶

精液検査	0571 精液一般 1Z992-0000-060-920	精液3.0	2	室温	2~3	70 ^② 尿糞			「予約検査」 祝日、祭日は 受託不可。必 ず出検時は弊 社までご連絡 ください。避 妊器具での提 出不可。 潤滑剤等の汚 染を避け、す みやかに提出 して下さい。 室温保存	乏精子症 無精子症
	-01 精子数 1Z615-0000-060-920							万/mL 5000以上		
	-02 精子奇形率 1Z620-0000-060-920						鏡検法	% 25以下		
	-08 精子運動率 1Z625-0000-060-920							1時間 80%以上 2時間 60%以上 6時間 25~40% 8時間 15~25%		
	-09 PH 1Z610-0000-060-901						試験紙法	7.2~7.8		

① 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

② 精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査の全ての費用が含まれる。

2 滅菌スピッツ

