

ヘリコバクター・ピロリ検査

項目コード	検査項目	検査材料	容器	保存(安定性)	所要日数	実施料判断料	検査方法	基準値	提出条件・備考	検査目的および異常値を示す主な疾患名
ヘリコバクター・ピロリ検査	2499 ヘリコバクター・ピロリ培養 <small>6B575-0000-070-745</small>	胃生検組織	50	冷蔵	7~10	190① 微生物	微好気性培養		胃前庭部、胃体部より採取して、速やかに専用容器に入れて下さい ※26	ヘリコバクター・ピロリ感染による
	3541 H.ピロリ抗体(LA) <small>5E064-1301-023-062</small>	血清0.5	1	冷蔵	3~4	80① 免疫	ラテックス凝集比濁法	U/mL 10.0未満(-)	※01	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌の内視鏡的治療後
	4740 H・ピロリ抗原定性(便) <small>5E068-0000-015-023</small>	糞便	65	冷蔵	3~5	142①② 免疫	EIA法	(-)	専用容器にてご提出下さい。 ※01	

O157関連検査

項目コード	検査項目	検体量(ml)	容器	保存(安定性)	所要日数	実施料判断料	検査方法	基準値	提出条件・備考	検査目的および異常値を示す主な疾患名
大腸菌検査	1440 大腸菌抗原同定検査(大腸菌血清型別) <small>6B830-0000-015-121</small>	糞便1g	10	冷蔵	3~4	175③ 免疫	免疫血清凝集反応		※26	病原性大腸菌による感染性腸炎、食中毒
	5520 大腸菌ベロトキシン(Vero毒素) <small>5E115-0000-015-023</small> <small>5E115-0000-015-062</small>	糞便1~2g	10	冷蔵	3~4	189③④ 微生物	EIA法	(-)	※01	腸管出血性大腸菌：EHEC感染症
	1454	糞便1g	10	冷蔵	4~5		逆受身ラテックス凝集反応	(-)	VT1、VT2それぞれの結果を報告 ※26	

- ①ヘリコバクター・ピロリ抗体を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
- ②EIA法又は免疫クロマト法により測定した場合に限り算定できる。
- ③大腸菌血清型別は、区分番号「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、及び区分番号「D023-2」の「3」大腸菌ベロトキシン定性により毒素が確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認され、並びに血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分番号「D018」細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。
- ④大腸菌ベロトキシン定性
 - ア 大腸菌ベロトキシン定性は、細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。
 - イ 大腸菌ベロトキシン定性のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、細菌培養同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。

