

先生各位

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
このたび下記検査項目につきまして検査内容変更のご案内をさせていただきます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。  
謹白

### 記


- 変更実施日 2022年8月1日（月）受付分より
- 検査内容変更

新案内書掲載頁	項目コード	項目名	変更箇所	変更後	現	変更理由
50	3453	亜鉛 (Zn)	容器No.	108	1	委託先による変更
50	1044	アルミニウム (Al)	所要日数	5~6	6~9	検査内容見直しによる変更

亜鉛 (Zn) の採血に際しましてはコンタミネーションを避けるため、金属専用容器（容器番号：108）でご提出ください。

亜鉛（項目コード：3453）およびアルミニウム（項目コード：1044）を同時依頼の場合は、金属専用容器（108）1本にてご依頼いただけます。

なお、他の生化学項目を併せてご依頼いただく場合は、金属専用容器とプレイン容器のご提出をお願いします。

108	<b>金属専用容器</b>
	採取量 血液3mL
	内容 凝固促進剤 トロンビンヘパリン中和剤
	貯蔵方法 室温
	有効期間 表示通り
	適用検査項目 アルミニウム (Al) 亜鉛 (Zn) ・血液3mLを採取し、5~6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、そのまま冷蔵保存してください。