

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
基幹項目								
1.尿・糞便等検査								
	D 0 0 0 尿中一般物質定性半定量検査							
		比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ビリルビン、ケトン体、潜血反応	尿	屈折計法、試験紙法	7.3-3-0507（比重） 7.3-3-0506（pH） 7.3-3-0501（蛋白） 7.3-3-0502（糖） 7.3-3-0503（ウロビリノゲン） 7.3-3-0505（ビリルビン） 7.3-3-0508（ケトン体） 7.3-3-0513（潜血）			
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査							
		1 尿蛋白	尿	ビロゲートロッド法	7.3-3-0509			
		2 尿グルコース	尿	ヘキサキゼ・G-6-PDH法	7.3-3-0510			
	D 0 0 2 尿沈渣（鏡検法）							
		尿沈渣（鏡検法）	尿	鏡検法	7.3-3-0511			
2 血液学的検査								
	D 0 0 5 血液形態・機能検査							
		2 網赤血球数	血液	半導体レーザーを用いたフローサイトメトリ法	7.3-3-0408			
		3 末梢血液像（自動機械法）	血液	半導体レーザーを用いたフローサイトメトリ法	7.3-3-0406			
		4 好酸球数	血液	半導体レーザーを用いたフローサイトメトリ法 又は鏡検法	7.3-3-0406			
		5 末梢血液一般検査	血液	フローDC検出法、SLSヘキサキゼン法 半導体レーザーを用いたフローサイトメトリ法	7.3-3-0401（RBC） 7.3-3-0402（WBC） 7.3-3-0403（Hb） 7.3-3-0407（PLT） 7.3-3-0404（Ht）			
		6 末梢血液像（鏡検法）	血液	鏡検法	7.3-3-0406			
		9 ヘモグロビンA1c（HbA1c）	血液	酵素法	7.3-3-4929	試薬変更	2024/4/1	
	D 0 0 6 出血・凝固検査							
		2 プロトロンビン時間（PT）	血漿	凝固時間測定法	7.3-3-3497			
		4 フィブリノゲン定量	血漿	トロンビン法	7.3-3-0432			
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	血漿	イソグ酸活性化法	7.3-3-3625	試薬変更	2023/4/3	
		11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量	血漿	リッツ免疫比濁法	7.3-3-3313			
		17 Dダイマー	血漿	リッツ免疫比濁法	7.3-3-1204			
3 生化学的検査Ⅰ								
	D 0 0 7 血液化学検査							
		1 総ビリルビン	血清	パナジン酸法	7.3-3-1001			
		1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清	パナジン酸法	7.3-3-1002			
		1 総蛋白	血清	Biuret法	7.3-3-1032			
		1 アルブミン（BCP改良法）	血清	BCP改良法	7.3-3-3601			
		1 尿素窒素	血清 尿	クレアチニド・GLDH・UV法	7.3-3-1051 7.3-3-0105			
		1 クレアチニン	血清 尿	酵素法	7.3-3-1052 7.3-3-1053	試薬変更	2025/3/31	
		1 尿酸	血清 尿	酵素法	7.3-3-1049 7.3-3-0106			
		1 アルカリホスファターゼ（ALP）	血清	IFCC標準化対応法	7.3-3-3486			
		1 コリンエステラーゼ（ChE）	血清	JSCC標準化対応法	7.3-3-1015			
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）	血清	JSCC標準化対応法	7.3-3-1017			
		1 中性脂肪	血清	酵素法	7.3-3-1037	試薬変更	2023/5/16	
		1 ナトリウム及びクロール	血清 尿	電極法	7.3-3-1061 7.3-3-0131			
		1 カリウム	血清 尿	電極法	7.3-3-1062 7.3-3-0132			
		1 カルシウム	血清 尿	アサヒⅢ法	7.3-3-1063 7.3-3-0134			
		1 マグネシウム	血清 尿	トリチン法	7.3-3-1066 7.3-3-0110			
		1 グルコース	血清、血漿	ヘキサキゼ・G-6-PDH法	7.3-3-0201			
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	血清	IFCC標準化対応法	7.3-3-3487			
		1 アミラーゼ	血清 尿	JSCC標準化対応法	7.3-3-1020 7.3-3-1021	試薬変更	2026/3/30	
		1 ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP）	血清	ロイシン-β-ナフチル基質法	7.3-3-1016			
		1 クレアチンキナーゼ（CK）	血清	JSCC標準化対応法	7.3-3-1018			
		1 鉄（Fe）	血清	パナジントリ直接法	7.3-3-1067			
		1 不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）	血清	パナジントリ直接法	7.3-3-1068			
		1 総鉄結合能（TIBC）（比色法）	血清	計算法	7.3-3-1069			
		3 HDL-コレステロール	血清	酵素法（直接法）	7.3-3-1040			
		3 無機リン及びリン酸	血清 尿	モリブデン直接法	7.3-3-1065 7.3-3-0181			
		3 総コレステロール	血清	酵素法	7.3-3-1035	試薬変更	2026/3/30	
		3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	血清	JSCC標準化対応法	7.3-3-1012			
		3 アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	血清	JSCC標準化対応法	7.3-3-1013			
		4 LDL-コレステロール	血清	酵素法（直接法）	7.3-3-5536			
		4 蛋白分画	血清	キャピラリー電気泳動法	7.3-3-3378			
		1 6 アンモニア	その他	藤井・奥田法変法	7.3-3-1056			

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
5 免疫学的検査								
	D 0 1 1 免疫血液学的検査							
		1 A B O血液型	血液	凝集法、試験管法	7.3-3-0313			
		1 R h（D）血液型	血液	凝集法、試験管法	7.3-3-0314			
		2 C o o m b s 試験（イ 直接）	血液	試験管法	7.3-3-0318			
		2 C o o m b s 試験（ロ 間接）	血液	凝集法、試験管法	7.3-3-0319			
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査							
		1 梅毒血清反応（S T S）定性	血清	凝集法	7.3-3-2523			
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性	血清	凝集法	7.3-3-3607			
		1 6 H I V - 1， 2 抗原・抗体同時測定定性	血清	CLIA法	7.3-3-2530			
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査							
		3 H B s 抗原	血清	CLIA法	7.3-3-3629	試薬変更	2024/4/1	
		3 H B s 抗体	血清	CLIA法	7.3-3-2292			
		5 H C V 抗体定性・定量	血清	CLIA法	7.3-3-1430			
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査							
		1 C 反応性蛋白（C R P）	血清	凝集比濁法	7.3-3-1059			
6 微生物学的検査								
	D 0 1 7 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査							
		1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	その他	蛍光法	7.3-3-0661			
		3 その他のもの	その他	チルコバ ン法、グ ラム染色、KOH法	7.3-3-0652（抗酸菌塗抹） 7.3-3-601（塗抹検査）			
非基幹項目								
11 尿・糞便等検査								
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査							
		6 アルブミン定性（尿）	尿	免疫比濁法	7.3-3-2494			
		8 アルブミン定量（尿）	尿	免疫比濁法	7.3-3-2495			
	D 0 0 2 - 2 尿沈渣（フローサイトメトリー法）							
		尿沈渣（フローサイトメトリー法）	尿	フローサイトメリー法	7.3-3-0511			
	D 0 0 3 糞便検査							
		1 虫卵検出（集卵法）（糞便）	便	集卵法	7.3-3-0663			
		3 虫体検出（糞便）	便	鏡検法	7.3-3-0667			
		8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量	便	金コバ ン比色法	7.3-3-4815			
	D 0 0 4 穿刺液・採取液検査							
		4 髄液一般検査	穿刺液	ビロガ -ロ -ルッド 法、ヘキサチンベ ・ G - 6 - PDH法、鏡検法、屈折計法、試験紙法	7.3-3-0572 7.3-3-1435 7.3-3-0549			
		5 精液一般検査	その他	鏡検法	7.3-3-3552			
12 血液学的検査								
	D 0 0 5 血液形態・機能検査							
		1 赤血球沈降速度（E S R）	血液	Westergren法	7.3-3-0410			
		3 血液浸透圧、好酸球（鼻汁・喀痰）	その他	鏡検法	7.3-3-5183			
		7 血中微生物検査、D N A 含有赤血球計数検査	血液	ナイト・ギ ャ ン染色(鏡検法)	7.3-3-0422			
		8 赤血球抵抗試験	血液	Giffin-Sanford法	7.3-3-0428	受託中止	2026/4/1	
		未梢血液像（特殊染色）	血液	DAB法、アゾ色素法、過ヨウ素シ ャ ン反応、ベルリン青法	7.3-3-1314			
		1 4 骨髓像	その他	ナイト・ギ ャ ン染色(鏡検法)	7.3-3-0423			
	D 0 0 6 出血・凝固検査							
		1 0 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原	血漿	合成基質法	7.3-3-3312	試薬変更	2023/9/16	
13 生化学的検査Ⅰ								
	D 0 0 7 血液化学検査							
		2 2 C K - M B（蛋白量測定）	血清	CLIA法	7.3-3-5409			
		2 5 フェリチン半定量、フェリチン定量	血清	CLIA法	7.3-3-2280			
14 生化学的検査Ⅱ								
	D 0 0 8 内分泌学的検査							
		1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定性	尿	ELISA法	7.3-3-0592			
		6 プロラクチン（P R L）	血清	CLIA法	7.3-3-2544			
		9 甲状腺刺激ホルモン（T S H）	血清	CLIA法	7.3-3-2228	試薬変更	2025/10/6	
		1 0 インスリン（I R I）	血清	CLIA法	7.3-3-0241			
		1 3 卵巣刺激ホルモン（F S H）	血清	CLIA法	7.3-3-2543			
		1 3 C - ペプチド（C P R）	血清	CLIA法	7.3-3-0281			
		1 3 黄体形成ホルモン（L H）	血清	CLIA法	7.3-3-2542			
		1 5 遊離サイロキシシン（F T 4）	血清	CLIA法	7.3-3-2541			
		1 5 遊離トリヨードサイロニン（F T 3）	血清	CLIA法	7.3-3-2545			
		1 5 コルチゾール	血清、尿	CLIA法	7.3-3-2147			
		2 1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）半定量	血清 尿	CLIA法 FEIA法	7.3-3-2212 7.3-3-3612			
		2 2 脳性 N a 利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメント（N T - p r o B N P）	血清	CLIA法	7.3-3-4830	試薬変更	2026/10/5	
		2 4 プロゲステロン	血清	CLIA法	7.3-3-1466			
		3 6 エストラジオール（E 2）	血清	CLIA法	7.3-3-2208			
	D 0 0 9 腫瘍マーカー							
		2 癌胎児性抗原（C E A）	血清	CLIA法	7.3-3-2258			
		7 前立腺特異抗原（P S A）	血清	CLIA法	7.3-3-1143			
		9 C A 19 - 9	血清	CLIA法	7.3-3-2402			
15 免疫学的検査								
	D 0 1 1 免疫血液学的検査							
		3 R h（その他の因子）血液型	血液	試験管法	7.3-3-0315			
		4 不規則抗体	血清	カラム凝集法、試験管法	7.3-3-0320（スクリーニング） 7.3-3-0321（同定）			
		7 A B O血液型定型	血液・血清	試験管法	7.3-3-0317			
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査							
		5 梅毒血清反応（S T S）半定量、梅毒血清反応（S T S）定量	血清	凝集法	7.3-3-2523			
		6 梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量	血清	凝集法	7.3-3-3608			
		7 アデノウイルス抗原定性（糞便）	便	ELISA法	7.3-3-2167			
		8 ロタウイルス抗原定性（糞便）、ロタウイルス抗原定量（糞便）	便	ELISA法	7.3-3-3039			
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査							
		6 H B c 抗体半定量・定量	血清	CLIA法	7.3-3-3611			
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査							
		1 C 反応性蛋白（C R P）定性	血清	凝集比濁法	7.3-3-1094			
		1 7 免疫電気泳動法（抗ヒト全血清）	血清	免疫電気泳動法	7.3-3-0348（抗ヒト全）			
		2 4 免疫電気泳動法（特異抗血清）	血清	免疫電気泳動法 免疫固定法	7.3-3-0349（抗ヒト特異） 7.3-3-2411（固定法）			
18 その他検査								
	B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）							
		ジギタリス製剤	血清	凝集法	7.3-3-2572			
		抗てんかん剤	血清	凝集法	7.3-3-2553			
		抗てんかん剤	血清	凝集法	7.3-3-2551			

様式番号
7.3-4-01

一般社団法人 京都微生物研究所 活動リスト

2026年10月5日 版

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		テオフィリン製剤	血清	テックス凝集法	7.3-3-2556			
		バルプロ酸ナトリウム	血清	テックス凝集法	7.3-3-2559			
		カルバマゼピン	血清	テックス凝集法	7.3-3-2554			
		グリコペプチド系抗生物質（バンコマイシン、テイコブラニン）	血清	テックス凝集法	7.3-3-5482			

保管期間：新版への改訂後 4 年

管理番号 No. 6